

# SMS 940- MED RAC®

SOPORTE PARA MONITOR Y CARDIOVERSOR



El soporte para monitor y cardioversor Med Rac® fue desarrollado para facilitar el transporte de monitores y periféricos durante situaciones de rescate, ofreciendo mayor seguridad y conveniencia. Dispone de correas laterales para fijar el soporte a la camilla, así como un mecanismo de pliegue para facilitar el almacenamiento cuando fuera de servicio.

## CARACTERÍSTICAS

- Estructura de acero plegable
- 04 Correas de velcro para asegurar el equipo
- 02 cinturones laterales para fijación a la camilla
- Compatible con las camillas MRS 310 / MWS 320 / MXS 330

## INFORMACIONES TÉCNICAS

- Largo total: 597mm
- Ancho total: 390mm
- Altura total abierto: 379mm
- Altura total plegado: 70mm
- Peso neto: 7,0Kg
- Capacidad de Carga: 30,0 Kg

