

MRS 310 - ESSENTIAL®

CAMILLA RETRÁCTIL PARA AMBULÂNCIA

SITMED
NUMBER ONE IN LIFE TRANSPORT



La camilla MRS 310 Essential® es una camilla de operación retráctil que se puede personalizar para el vehículo en el que se va a instalar. Tiene una estructura ligera y reforzada, ideal para el rescate y la rutina de extracción de pacientes. Tiene un conjunto único de retracción de piernas, que se retraen cuando se activa para ingresar a un vehículo, y se arman automáticamente al sacarla de la ambulancia, ofreciendo agilidad, seguridad y practicidad a los rescatistas.

CARACTERÍSTICAS

Estructura de duraluminio
Respaldo regulable en 6 posiciones
Bloqueo de seguridad que evita el desarme accidental
04 ruedas giratorias con freno
Barandas laterales plegables
Sistema de operación retráctil

ACCESORIOS STÁNDAR

Colchoneta impermeable D33 Kg/m³
01 cinturión de seguridad automatiz de 04 puntos para el pecho y hombros
02 cinturión de seguridad automatiz de 02 puntos para el abdomen y piernas¹
Sistema de anclaje certificado 10G

INFORMACIONES TÉCNICAS

Largo del lecho: 1905mm
Largo total: 1980mm~2100mm
Ancho del lecho: 505mm
Ancho total: 628mm
Peso Neto: 33kg
Capacidad máxima de carga: 300kg
Diámetro de las ruedas: Ø127mm
Altura de entrada: 530mm~800mm²
Largo de las barandas laterales: 612mm
Altura de las barandas laterales: 215mm
Cor de la colchoneta: negro

ACCESORIOS OPCIONALES

Porta Suero (Ref.: SSS 900)
Porta Balón de O₂ (Ref.: SCS 910)
Soporte para monitores y periféricos (Ref.: SMS 940)
Posición Trendelemburg antichoque
Disponible versión para el transporte de incubadores neonatales
Disponible versión para el transporte de incubadores neonatales

NORMAS / CERTIFICACIONES

AMD Standard 004
DIN EN 1865
BS EN 1789
ABNT NBR 14.561
10G Crash-Test
CE Certification (Class I Medical Device according to Dir. 93/42/CEE)
Registro Anvisa nº 80438490002
AFE Anvisa - 8043849

¹ La longitud de la camilla en su posición "cerrada" puede variar según la altura necesaria para adaptarse al vehículo al que está destinada.

² La altura de entrada de la camilla debe ser considerada de acuerdo a la altura del piso de la ambulancia a la que está destinada.

SITMED EQUIPAMENTOS MÉDICOS LTDA

CNPJ: 02.473.977/0001-51 / INSCR. ESTADUAL: 0480022410

Rua Felisberto Pereira da Silva, 550 - Bairro Nova Trento

Flores da Cunha, RS - Brasil

Tel. +55 (54) 3196 8000 / (54) 3196 8001

www.sitmed.com.br

