

MTS 410- PEGASUS®

TRANSPORTADOR MILITAR PEGASUS

SITMED
NUMBER ONE IN LIFE TRANSPORT



El transportador militar MTS 410 Pegasus®, fue desarrollado específicamente para acoplar la camilla multi-plegable Pandora III®, y puede ser utilizado en situaciones de TACEVAC (Evacuación táctica), CASEVAC (Evacuación de heridos) y MEDEVAC (Evacuación médica), y en el transporte de heridos en catástrofes de cualquier naturaleza y dimensión, así como para el empleo en hospitales de campaña.

Pegasus® cuenta con un sistema de apertura y cierre, asegurando la versatilidad y agilidad necesaria para operaciones militares, además de contar con dos ruedas de llanta de 20", ideales para uso en terrenos irregulares y desnivelados.

Además de llevar la camilla multi-plegable Pandora III®, el transportador Pegasus® también permite la fijación de la tabla de inmovilización Meduse®, para situaciones en las que es necesaria una inmovilización completa del paciente.

CARACTERÍSTICAS

Estructura en duraluminio

Ruedas de llanta desmontables de 20"

Sistema multi-plegable para almacenamiento y transporte.

Sistema de enganche regulable, para camilla o tabla de inmovilización

Tiempo aproximado de montaje: 10 segundos.

INFORMACIONES TÉCNICAS

Largo total abierta: 1326mm

Largo total plegada: 400mm

Ancho total abierta: 696mm

Ancho total plegada: 680mm

Altura total abierta: 971mm

Altura total plegada: 800mm

Peso neto: 25,00 Kg

Capacidad de Carga: 200Kg

NORMAS / CERTIFICACIONES

STANAG 2040

NATO Stock Number 6530-19-006-9262

Certificación CE

Registro Anvisa nº 80438490002

AFE Anvisa - 8043849



SITMED EQUIPAMENTOS MÉDICOS LTDA

CNPJ: 02.473.977/0001-51 / INSCR. ESTADUAL: 0480022410

Rua Felisberto Pereira da Silva, 550 - Bairro Nova Trento

Flores da Cunha, RS - Brasil

Tel. +55 (54) 3196 8000 / (54) 3196 8001

www.sitmed.com.br

