

MXS 330 - ELEVEX®

CAMILLA PANTOGRÁFICA PARA AMBULANCIA



La camilla MXS 330 EleveX® tiene operación pantográfica, lo que le ofrece algunas ventajas sobre otros modelos para el transporte de pacientes. Esta camilla permite ajustes intermedios de altura para su uso en diferentes vehículos, y para facilitar el traslado de un paciente de la cama de hospital a la camilla, o viceversa.

Este equipo cuenta con una estructura muy robusta, además de ruedas todoterreno, que permiten una mayor maniobrabilidad en terrenos accidentados o desnivelados, pero requiere un mínimo de 02 operadores para las operaciones de entrada y salida de vehículos.

CARACTERÍSTICAS

Estructura en acero y duraluminio
Respaldo (Fowler) regulable en 06 posiciones (0° hasta 75°)
Lecho plegable para uso en espacios reducidos
04 Ruedas giratorias todoterreno con freno
Barandas laterales plegables
Sistema de operación pantografico

ACCESORIOS ESTÁNDAR

Colchoneta impermeable D33 Kg/m³
01 Cinturón de seguridad automotriz de 04 puntos para el pecho y hombros
02 Cinturones de seguridad automotriz de 02 puntos para el abdomen y piernas
Altura del lecho regulable en hasta 8 posiciones
Sistema de anclaje certificado 10G
Posición Trendelenburg antichoque
Respaldo rígido para RCP

INFORMACIONES TÉCNICAS

Largo del lecho: 1905mm
Largo total: 2015mm
Largo con lecho plegado: 1570mm
Ancho del lecho: 505mm
Ancho total: 635mm
Peso Neto: 56,5Kg
Capacidad Máxima de Carga: 300Kg
Diámetro de las Ruedas: ø200mm
Altura de entrada: 450mm ~ 880mm
Largo de las barandas laterales: 612mm
Altura de las barandas laterales: 215mm
Color de la Colchoneta: Preto

ACCESORIOS OPCIONALES

Porta Suero (Ref.: SSS 900)
Porta Balón de O² (Ref.: SCS 910)
Soporte para monitores y periféricos (Ref.: SMS 940)
Sistema de anclaje lateral

NORMAS / CERTIFICACIONES

AMD Standard 004
DIN EN 1865
BS EN 1789
ABNT NBR 14.561
10G Crash-Test
Certificación CE (Class I Medical Device Dir. 93/42/CEE)
Registro Anvisa nº 80438490002
AFE Anvisa - 8043849

