

MWS 320 - LEVEL UP®

CAMILLA DOUBLE PLIEGUE

SITMED
NUMBER ONE IN LIFE TRANSPORT



La camilla MWS 320 Level Up® es una camilla biarticulada que se puede fabricar a medida para el vehículo en el que se pretende instalar. Tiene una estructura ligera y reforzada, ideal para el rescate de rutina y la remoción de pacientes. Tiene un juego independiente de patas de retracción, que se retraen cuando se activan para entrar en un vehículo, y se arman automáticamente al sacarlo de la ambulancia. El diferencial del sistema de retracción de piernas independiente es que permite una reducción significativa del esfuerzo del socorrista para realizar la operación de entrada y salida de la ambulancia, facilitando el servicio y garantizando una mayor seguridad para el socorrista y el paciente.

CARACTERÍSTICAS

Estructura en duraluminio
Respaldo ajustable em 6 posiciones
04 Ruedas giratórias con freno
Barandas laterales basculantes
Sistema independiente de retracción de las patas
Traba de seguridad para evitar el desarme accidental

ACCESORIOS ESTÁNDAR

Colchoneta impermeable D33 Kg/m³
03 cinturones de seguridad com acople automotriz
Anclaje certificado 10G

INFORMACIONES TÉCNICAS

Largo total del lecho: 1900mm
Largo total de la camilla: 2070mm ~2260mm¹
Ancho del lecho: 505mm
Ancho total: 610mm
Peso Neto: 37Kg
Capacidad de Carga: 300Kg
Diámetro de las Ruedas: ø127mm
Altura de entrada: 530mm ~720mm²
Largo barandas laterales: 612mm
Altura barandas laterales: 215mm
Color de la Colchoneta: Negro

ACCESORIOS OPCIONALES

Porta Suero (Ref.: SSS 900)
Porta Balón de O² (Ref.: SCS 910)
Mesa porta equipos (Ref.: SMS 940)
Posición Trendelenburg antichoque
Sistema de anclaje lateral
Disponible versión para el transporte de incubadores neonatales

NORMAS / CERTIFICACIONES

AMD Standard 004
DIN EN 1865
BS EN 1789
ABNT NBR 14.561
10G Crash-Test
Certificación CE(Class I Medical Device according to Dir. 93/42/CEE)
Registro Anvisa nº 80438490002
AFE Anvisa - 8043849

¹ La longitud de la camilla en su posición "cerrada" puede variar según la altura requerida para la adaptación al vehículo al que está asignada.

² La altura de entrada de la camilla debe considerarse de acuerdo con la altura del piso de la ambulancia al que está asignada.

SITMED EQUIPAMENTOS MÉDICOS LTDA

CNPJ: 02.473.977/0001-51 / INSCR. ESTADUAL: 0480022410

Rua Felisberto Pereira da Silva, 550 - Bairro Nova Trento

Flores da Cunha, RS - Brasil

Tel. +55 (54) 3196 8000 / (54) 3196 8001

www.sitmed.com.br

