

MCS 200 - ÁGILA®

SILLA DE RESCATE PLEGABLE

SITMED
NUMBER ONE IN LIFE TRANSPORT



La silla MCS 200 Ágila® es un equipo diseñado para su uso en rescates médicos y evacuaciones, siendo ideal para su uso en situaciones donde no hay suficiente espacio para usar una camilla, tales como: ascensores, escaleras y pasillos estrechos. Tiene una estructura ligera y reforzada, ideal para rutinas de rescate y la extracción de pacientes. Dispone de cierre plegable para almacenamiento y sistema de anclaje para instalación en ambulancias.

CARACTERÍSTICAS

Estructura en duraluminio -
Asiento y respaldo en polipropileno. -
04 ruedas con freno, 02 giratorias y 02 fijas -
Manijas delanteras telescópicas y manijas traseras plegables
Cierre plegable
Traba de seguridad para evitar el cierre accidental

ACCESORIOS ESTÁNDAR

01 cinturón de seguridad automotriz de 02 puntos para la cintura
Sistema de anclaje para ambulancia
Reposapiés

INFORMACIONES TÉCNICAS

Largo abierta: 715mm
Largo cerrada: 323mm
Ancho: 485mm
Altura: 1013mm
Capacidad Máxima de Carga: 160Kg
Diámetro de las Ruedas: ø127mm
Peso neto: 11Kg

ACCESORIOS OPCIONALES

Reposabrazos
Cinturón de velcro para los pies

NORMAS / CERTIFICACIONES

DIN EN 1865
Certificación CE
Registro Anvisa nº 80438490002
AFE Anvisa - 8043849

