


# MPS 420- KRISALIS®

BASE DE TRANSFERÊNCIA

**SITMED**  
NUMBER ONE IN LIFE TRANSPORT



La base de transferencia MFS 420 Krisalis® fue desarrollada para el rescate de heridos en zonas de combate y otras situaciones de socorro hostiles.

Krisalis® está fabricado en tela perforada lavable y de alta resistencia, lo que permite ser arrastrado o transportado por sus asas de transporte, y además es el accesorio ideal para trasladar pacientes entre diferentes camas.

## CARACTERÍSTICAS

07 asas de transporte

Base en tela perforada que permite el flujo de fluidos

Material flexible y fácil de almacenar

## INFORMAÇÕES TÉCNICAS

Largo total: 2062mm

Ancho total: 870mm

Peso neto: 1,2Kg

Capacidad de Carga: 150,00Kg

## NORMAS / CERTIFICAÇÕES

STANAG 2040

Certificación CE

Registro Anvisa nº 80438490002

AFE Anvisa - 8043849

