


MPS 400- PANDORA®

Camilla Multi-plegable

SITMED
NUMBER ONE IN LIFE TRANSPORT



La camilla multi-plegable MPS 400 Pandora III® fue desarrollada para cubrir las necesidades de evacuación y rescate militar, contando con un sistema de apertura y cierre extremadamente ágil, además de ser compacto y ligero, ideal para emergencias de combate. Fabricada de acuerdo con los estándares de la OTAN para rescate aeromédico, la camilla Pandora III® tiene asas retráctiles para hacerla aún más compacta y puede usarse en conjunto con el transportador militar Pegasus®, que ofrece una mayor movilidad a la hora de transportar a los heridos.

CARACTERÍSTICAS

Estructura en aleación de aluminio aeronáutico
Base en tela perforada que permite el flujo de fluidos
Sistema de cierre multi-plegable
Zapatillas con soporte deslizante
Tiempo aproximado de montaje: 10 segundos

ACCESORIOS ESTÁNDAR

Bolsa de transporte
Conjunto de cinturones de seguridad

INFORMACIONES TÉCNICAS

Largo total camilla abierta (asas extendidas): 2270mm
Largo total camilla abierta (asas recogidas): 2010mm
Ancho total camilla abierta: 584mm
Altura camilla abierta: 145mm
Dimensiones camilla plegada: 512mm x 242mm x 155mm
Peso neto: 8,2Kg
Capacidad de Carga: 200Kg

ACCESORIOS OPCIONALES

Porta Suero
Respaldo removible

NORMAS/ CERTIFICACIONES

STANAG 2040
DIN EN 1865
NATO Stock Number 6530-19-006-9263
CE certificación
Registro Anvisa No. 80438490002
AFE Anvisa - 8043849



SITMED EQUIPAMENTOS MÉDICOS LTDA
CNPJ: 02.473.977/0001-51 / INSCR. ESTADUAL: 0480022410
Rua Felisberto Pereira da Silva, 550 - Bairro Nova Trento
Flores da Cunha, RS - Brasil
Tel. +55 (54) 3196 8000 / (54) 3196 8001
www.sitmed.com.br

