

MPS 440- HIBERNA®

CAMA DE CAMPANHA

SITMED
NUMBER ONE IN LIFE TRANSPORT



A cama de campanha MCS 440 Hiberna®, foi desenvolvida para uso em hospitais de campanha, como opção adicional para a acomodação de pacientes.

A Hiberna® conta com base em trama vazada, que permite uma melhor ventilação e escoamento de fluídos, além de contar com sistema de fechamento dobrável e bolsa para transporte e armazenamento.

CARACTERÍSTICAS

Estrutura dobrável em duroalumínio
Base em trama vazada e removível, que permite o escoamento de fluídos
Barra estabilizadora para abertura e fechamento
Acabamento em pintura e-coat

ACESSÓRIOS PADRÕES

Bolsa para transporte

INFORMAÇÕES TÉCNICAS

Comprimento total aberta: 2000mm
Comprimento total dobrada: 1000mm
Largura total aberta: 735mm
Largura total dobrada: 230mm
Altura aberta: 514mm
Altura fechada: 100mm
Peso Líquido: 7,6Kg
Capacidade de Carga: 220Kg

NORMAS/ CERTIFICAÇÕES

STANAG 2040
Registro Anvisa nº 80438490002
AFE Anvisa - 8043849

