

MCS 200 - ÁGILA®

CADEIRA DE RESGATE DOBRÁVEL

SITMED
NUMBER ONE IN LIFE TRANSPORT



A cadeira MCS 200 Ágila® é uma cadeira projetada para uso em resgates e evacuações médicas, sendo ideal para utilização em situações nas quais não há espaço suficiente para a utilização de uma maca, como por exemplo: elevadores, escadarias e corredores estreitos. Possui estrutura leve e reforçada, ideal para rotinas de resgate e remoção de pacientes. Possui fechamento dobrável para armazenagem e sistema de travamento para instalação em ambulâncias.

CARACTERÍSTICAS

Estrutura em duralumínio
Assento e encosto em material polipropileno
04 Rodízios com freio, sendo 02 giratórios e 02 fixos
Alças frontais telescópicas e alças traseiras dobráveis
Fechamento dobrável
Trava de segurança que impede o fechamento acidental

ACESSÓRIOS PADRÃO

01 Cinto de segurança automotivo de 02 pontas
Sistema de ancoragem para ambulância
Apoio para os pés

INFORMAÇÕES TÉCNICAS

Comprimento aberta: 715mm
Comprimento fechada: 323mm
Largura: 485mm
Altura: 1013mm
Capacidade Máxima de Carga: 160Kg
Diâmetro das Rodas: ø127mm
Peso Líquido: 11Kg

ACESSÓRIOS OPCIONAIS

Apoio de braços
Cinto de velcro para os pés

NORMAS / CERTIFICAÇÕES

DIN EN 1865
Certificação CE
Registro Anvisa nº 80438490002
AFE Anvisa - 8043849