

MXS 330 - ELEVEX®

MACA PANTOGRÁFICA PARA AMBULÂNCIA

SITMED
NUMBER ONE IN LIFE TRANSPORT



A maca MXS 330 EleveX® possui funcionamento pantográfico, o que lhe oferece algumas vantagens frente a outros modelos para transporte de pacientes. Esta maca permite ajustes intermediários de altura para utilização em diferentes veículos, e para facilitar a transferência de um paciente do leito hospitalar para a maca, ou vice-versa.

Este equipamento possui uma estrutura bastante robusta, além de rodízios Off-Road, que permitem uma maior manobrabilidade em terrenos acidentados ou irregulares, porém requer um mínimo de 02 operadores para as operações de entrada e saída do veículo.

CARACTERÍSTICAS

Estrutura em aço e duralumínio
Respaldo ajustável em 6 posições
Leito dobrável para utilização em espaços confinados
04 Rodízios giratórios com freios
Alças laterais basculantes
Sistema pantográfico de recolhimento das pernas

ACESSÓRIOS PADRÕES

Colchonete impermeável D33 Kg/m³
01 Cinto de segurança de 04 pontas automotivo para tórax e ombros
02 Cintos de segurança de 02 pontas automotivo para abdômen e pernas
Altura do leito ajustável em 8 posições
Sistema de ancoragem certificado 10G
Posição antichoque Trendelenburg
Respaldo rígido para operações de RCP

INFORMAÇÕES TÉCNICAS

Comprimento do leito: 1905mm
Comprimento total: 2015mm
Comprimento com leito reduzido: 1570mm
Largura do leito: 505mm
Largura total: 635mm
Peso Líquido: 56,5Kg
Capacidade Máxima de Carga: 300Kg
Diâmetro das Rodas: ø200mm
Altura de entrada: 450mm ~ 880mm
Comprimento das alças laterais: 612mm
Altura das alças laterais: 215mm
Cor do Colchonete: Preto

ACESSÓRIOS OPCIONAIS

Suporte de Soro e Sangue (Ref.: SSS 900)
Suporte para Cilindro de O₂ (Ref.: SCS 910)
Suporte para Monitores (Ref.: SMS 940)
Sistema adicional de ancoragem lateral

STANDARDS / CERTIFICATIONS

AMD Standard 004
DIN EN 1865
BS EN 1789
ABNT NBR 14.561
10G Crash-Test
Certificado CE (Class I Medical Device Dir. 93/42/CEE)
Registro Anvisa nº 80438490002
AFE Anvisa - 8043849