


MPS 400- PANDORA®

PADIOLA MULTI-DOBRÁVEL

SITMED
NUMBER ONE IN LIFE TRANSPORT



A padiola multi-dobrável MPS 400 Pandora III® foi desenvolvida para atender às necessidades de evacuação e resgate militar, possuindo sistema de abertura e fechamento extremamente ágil, além de ser compacta e leve, ideal para situações de emergências em combate. Fabricada de acordo com as normas da OTAN para resgate aeromédico, a padiola Pandora III® possui manetes retráteis para tornar-se ainda mais compacta e pode ser utilizada em conjunto com o transportador militar Pegasus®, que lhe oferece maior mobilidade durante o transporte de feridos.

CARACTERÍSTICAS

Estrutura em alumínio de liga aeronáutica
Base em trama vazada que permite o escoamento de fluídos
Sistema de fechamento multi-dobrável
Sapatas com apoio deslizante
Tempo de montagem aproximado: 10 segundos

ACESSÓRIOS PADRÕES

Mochila para transporte
Conjunto de cintos de segurança

INFORMAÇÕES TÉCNICAS

Comprimento total padiola aberta (manetes estendidos): 2270mm
Comprimento total padiola aberta (manetes recolhidos): 2010mm
Largura total padiola aberta: 584mm
Altura padiola aberta: 145mm
Dimensões padiola dobrada: 512mm x 242mm x 155mm
Peso Líquido: 8,2Kg
Capacidade de Carga: 250Kg

ACESSÓRIOS OPCIONAIS

Suporte de Soro
Espaldar

NORMAS/ CERTIFICAÇÕES

STANAG 2040
DIN EN 1865
NATO Stock Number 6530-19-006-9263
Certificação CE
Registro Anvisa No. 80438490002
AFE Anvisa - 8043849



SITMED EQUIPAMENTOS MÉDICOS LTDA
CNPJ: 02.473.977/0001-51 / INSCR. ESTADUAL: 0480022410
Rua Felisberto Pereira da Silva, 550 - Bairro Nova Trento
Flores da Cunha, RS - Brasil
Tel. +55 (54) 3196 8000 / (54) 3196 8001
www.sitmed.com.br

