

MRS 310 - ESSENTIAL®

MACA RETRÁTIL PARA AMBULÂNCIA

SITMED
NUMBER ONE IN LIFE TRANSPORT



A maca MRS 310 Essential® é uma maca de funcionamento retrátil, podendo ser fabricada sob medida para o veículo ao qual se pretende instalá-la. Possui estrutura leve e reforçada, ideal para rotinas de resgate e remoção de pacientes. Possui conjunto único de retração das pernas, que se recolhem quando acionadas para entrar em um veículo, e armam-se automaticamente ao retirá-la da ambulância, oferecendo agilidade, segurança e praticidade aos socorristas.

CARACTERÍSTICAS

Estrutura em duralumínio
Respaldo ajustável em 6 posições
Trava de segurança que impede o desarme acidental
04 Rodízios giratórios com freios
Alças laterais basculantes
Sistema de recolhimento retrátil

ACESSÓRIOS PADRÃO

Colchonete impermeável D33 Kg/m³
01 Cinto de segurança de 04 pontas automotivo para tórax e ombros
02 Cintos de segurança de 02 pontas automotivo para abdômen e pernas
Sistema de ancoragem certificado 10G

INFORMAÇÕES TÉCNICAS

Comprimento do leito: 1905mm
Comprimento total: 1980mm ~2100mm¹
Largura do leito: 505mm
Largura total: 628mm
Peso Líquido: 33Kg
Capacidade Máxima de Carga: 300Kg
Diâmetro das Rodas: ø127mm
Altura de entrada: 530mm ~ 800mm²
Comprimento das alças laterais: 612mm
Altura das alças laterais: 215mm
Cor do Colchonete: Preto

ACESSÓRIOS OPCIONAIS

Suporte de Soro e Sangue (Ref.: SSS 900)
Suporte para Cilindro de O₂ (Ref.: SCS 910)
Suporte para Monitores e periféricos (Ref.: SMS 940)
Posição antichoque Trendelemburg
Disponível versão para transporte de Incubadoras Neonatais
Disponível versão para transporte de Pacientes Bariátricos

NORMAS / CERTIFICAÇÕES

AMD Standard 004
DIN EN 1865
BS EN 1789
ABNT NBR 14.561
10G Crash-Test
Certificação CE
Registro Anvisa nº 80438490002
AFE Anvisa - 8043849

¹ O comprimento da maca quando em sua posição "fechada" poderá variar de acordo com a altura necessária para adaptação no veículo ao qual for destinada.

² A altura de entrada da maca deverá ser considerada de acordo com a altura do assoalho da ambulância para a qual for destinada.