

SSS 900 – SUPORTE PARA SORO E SANGUE



O suporte para soro e sangue foi desenvolvido para facilitar o transporte de bolsas de sangue e/ou soro, especificamente para acoplagem nas macas de nossa fabricação.

Possui estrutura em alumínio, duas hastes de altura regulável e sistema de recolhimento para não ocupar espaço enquanto não estiver em uso.

CARACTERÍSTICAS

- Estrutura em duro alumínio tubular
- 02 ganchos em aço, retráteis
- Haste telescópica com altura ajustável
- Sistema de recolhimento para quando não estiver em uso
- Compatível com as macas MRS 310 / MWS 320 / MXS 330 / MCS 360

INFORMAÇÕES TÉCNICAS

- Altura haste totalmente estendida: 929mm¹
- Altura total haste recolhida: 632mm
- Peso Líquido: 0,6Kg
- Capacidade de Carga: 5,00Kg (2,5Kg por gancho)

¹A haste pode ser fixada em diferentes níveis de altura entre suas posições totalmente recolhida ou totalmente estendida.