

MIS 100- MEDUSE®

PRANCHA DE IMOBILIZAÇÃO DE COLUNA

SITMED
NUMBER ONE IN LIFE TRANSPORT



A prancha de imobilização MIS 100 Meduse® é indicada para utilização em situações de resgate que exijam a imobilização total da coluna cervical do paciente. A Meduse® possui formato anatômico, além de estrutura radio transparente, que permite sua utilização em exames de Raios-X e Ressonância Magnética, bem como estrutura que possibilita resgates em altura e flutuação na água.

CARACTERÍSTICAS

Estrutura em polietileno com reforços internos em madeira
14 pega-mãos para transporte
12 cavidades para ajustes dos cintos de segurança
Permite acoplagem com diferentes imobilizadores de cabeça
Material impermeável, durável e de fácil assepsia

ACESSÓRIOS OPCIONAIS

Cinto tipo "Aranha"
Cintos individuais com fechamento em velcro ou engate-rápido

INFORMAÇÕES TÉCNICAS

Comprimento total: 1830mm
Largura: 440mm
Espessura: 65mm
Comprimento dos pega-mãos: 136mm
Peso Líquido: 7,0Kg
Capacidade Máxima de carga: 200Kg

NORMAS / CERTIFICAÇÕES

DIN EN 1865
ABNT NBR 14.561
Certificação CE
Registro Anvisa nº 80438490002
AFE Anvisa - 8043849

