


SMS 940- MED RAC®

SUPORE PARA MONITOR E CARDIOVERSOR



O suporte para monitor e cardioversor Med Rac® foi desenvolvido para facilitar o transporte de monitores e periféricos durante situações de resgate e remoção, oferecendo maior segurança e comodidade. Possui cintas laterais para fixação do suporte à maca, além de mecanismo dobrável para facilitar a armazenagem quando não estiver em uso.

CARACTERÍSTICAS

Estrutura dobrável em aço
04 cintas de velcro para fixação dos equipamentos
02 cintas laterais para fixação na maca
Compatível com as macas MRS 310 / MWS 320 / MXS 330

INFORMAÇÕES TÉCNICAS

Comprimento total: 597mm
Largura total: 390mm
Altura total aberto: 379mm
Altura total dobrado: 70mm
Peso Líquido: 7,0Kg
Capacidade de Carga: 30,0 Kg

